


Внутриканальный слуховой аппарат WIDEX EVOKE™ CIC



Внутриканальный слуховой аппарат WIDEX CIC создан на основе электронной платформы WIDEX с двухъядерной системой на кристалле Widex, которая обеспечивает более точную и быструю автоматическую обработку.

- Целый ряд возможностей беспроводного подключения благодаря технологии WidexLink и приложению TONELINK
- Совместимость с устройствами улучшения слуха DEX
- Аккумулятор размера 10
- Класс защиты IP68
- Подходит для лиц с разной степенью потери слуха: от минимальной до тяжелой

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ



СТАНДАРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Усовершенствованная конструкция Widex типа open-fit (открытое протезирование)
- Принцип акклиматизации
- Технология Power Saver IV для снижения расхода энергии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	100	50
Каналы обработки и тонкой настройки	6	4

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

WidexLink для устройств улучшения слуха DEX*	•	•
--	---	---

Приложения для iOS и ANDROID

Приложение TONELINK	•	•
Приложение COM-DEX	•	•


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление адаптацией	Автоматически	Автоматически
Программы	3	3
Управление на основе предпочтений**	•	•
Подавление слабых шумов	•	•
Шумоподавление	NR	Минимальное
Локатор	Широкополосный канал	Широкополосный канал
ZEN IE/ZEN+	•	•
Поддержка CROS	•	•
Расширитель диапазона слышимости	•	


*Включает, помимо прочего, следующие устройства улучшения слуха DEX: CALL-DEX, TV-DEX, COM-DEX, UNI-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, PHONE-DEX 2

**Управление на основе предпочтений с помощью приложения TONELINK или DEX


МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО




МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – КАМЕРА 2CC



ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО



ВЫХОД – КАМЕРА 2CC



Технические характеристики:

характерные данные, полученные по результатам стандартных измерений чистого тона. Если не указано иное, слуховой аппарат настраивается на контрольное испытательное усиление Compass. Измеряется с помощью стандартного соединительного устройства ITE без фильтра ушной серы и с трубкой 5 x 1,55 мм. Дополнительную информацию см. на сайте Widex global.widex.com.

		ИМИТАТОР УХА IEC 60118-0:1983 + Ред. 1:1994	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА 2CC IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Гц	118 дБ УЗД	109 дБ УЗД
	Пиковое значение	124 дБ УЗД	114 дБ УЗД
	Среднее значение	118 дБ УЗД	110 дБ УЗД
Акустический выходной сигнал (входной сигнал 60 дБ УЗД)	1600 Гц	103 дБ УЗД	94 дБ УЗД
	Пиковое значение	108 дБ УЗД	97 дБ УЗД
	Среднее значение	99 дБ УЗД	93 дБ УЗД
Полное усиление (входной сигнал 50 дБ УЗД, полное усиление Compass)	1600 Гц	62 дБ	53 дБ
	Пиковое значение	63 дБ	57 дБ
	Среднее значение	61 дБ	52 дБ
Диапазон звуковых частот		100–9700 Гц	100–8800 Гц
Гармонические искажения	500 Гц	< 2%	< 2%
	800 Гц	< 2%	< 2%
	1600 Гц	< 2%	< 2%
Эквивалентный входной уровень шума		25 дБ УЗД	26 дБ УЗД
Утечка тока аккумулятора (в режиме ожидания)		0,93 мА	0,93 мА
Утечка тока аккумулятора*		0,95 мА	0,97 мА
Срок службы аккумулятора (тип 10 цинк-воздушный, 170 мА·ч)*		105 ч	105 ч
Устойчивость к помехам от мобильных телефонов (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -38/-31/-27 дБ УЗД	U-классификация: M4

* Срок службы аккумулятора в реальных условиях эксплуатации зависит в том числе от интенсивности использования функций слухового аппарата, времени передачи и качества применяемого аккумулятора.

Не вносите изменения в данное оборудование без предварительного разрешения производителя. Запасные части и инструкции по надлежащему ремонту можно заказать и получить в компании Widex.